



Cirugía



Hojas de bisturí	120
Biomateriales	122
Membranas y chinchetas Ty-System Curasan	125
Recolectores de hueso	126
Implantología Oral	127

Ancladén

Apostamos por los **profesionales**

www.ancladen.com   

Hojas de bisturí

Hojas de bisturí

stoma

Embalaje individual estéril (Caja = 100 unidades)

Fig. 15
REF. 4522.15
30 €



Fig. 12d
REF. 4522.62
61 €



Fig. 15c
REF. 4522.65
61 €



1/1

Microhojas de bisturí

Fig. 64 (25 und.)
REF. 4510.64
96,00 €



Fig. 69 (25 und.)
REF. 4509.69
163,00 €



Fig. 67 (25 und.)
REF. 4510.67
96,00 €



1/1

Hojas de bisturí

NIKE

Embalaje individual estéril (Caja = 100 unidades)

Fig. 15
REF. K-0211015
19,00 €



Fig. 12d
REF. K-0211012
24,00 €



Fig. 15c
REF. K-0211515
24,00 €



Microhojas de bisturí

KEYDENT

Embalaje individual estéril (Caja = 5 unidades)

REF. 4326100
55,00 €



Hoja para mango de micro-bisturí.

Microhojas de bisturí



MJK
Instruments

Hojas bisturí microcirugía



REF. BW001 MJK

72,00 €

Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW001 MJK Instruments. Monouso. Esterilización mediante rayo Gamma 2,5 Mrads. Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado continuo en toda la hoja.

Recomendaciones: incisiones, proximales, papilares, palatinas (colgajos y extracciones de injertos conjuntivos).



REF. BW002 MJK

72,00 €

Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW002 MJK Instruments. Monouso. Esterilización mediante rayo Gamma 2,5 Mrads. Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado continuo en toda la hoja.

Recomendaciones: incisiones crestales, sulculares, verticales en sectores anteriores superiores...



REF. BW003 MJK

72,00 €

Caja 10 und.

Hoja bisturí micro BW003 MJK Instruments. Monouso. Corte en empuje y tracción. Mejor acceso y ángulo de visión al campo quirúrgico de forma sencilla y precisa. Afilado continuo en toda la hoja.

Recomendaciones: incisiones en sectores anteriores, posteriores, para cirugía delicada mucogingival, incisiones sulculares, papilares y para zonas difíciles de acceder.

Hojas especiales bisturí micro para técnica de tunelización y cirugía periodontal



REF. SB N°1 MJK

84,00 €

Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila. No daña la encía.



REF. SB N°2 MJK

84,00 €

Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila. No daña la encía.



REF. SB N°3 MJK

84,00 €

Caja 10 und.

Spoon blade MJK Instruments para: Incisiones intrasulculares. Tunelización. Intervención de envolvimiento. Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente. Injertos doble papila.



REF. VIPER SB004 MJK

104,00 €

Caja 10 und.

Hoja adaptable desarrollada especialmente para las mayores cirugías periodontales, permitiendo el acceso a espacios más estrechos, especialmente en casos de incisiones interproximales y profundización de la papila. Ideal para tunelización quirúrgica.

Cirugía de colgajo desplazado apical ó lateralmente.

Collagene AT

Membrana reabsorbible para la regeneración tisular guiada



Membranas COLLAGENE AT

REF. 4101

245,00 €

Caja de 6 membranas

Colágeno reticulado con efecto barrera. Antialérgico y Liofilizado

PROPIEDADES:

- Efecto barrera reabsorbiéndose dentro de los 180 días.
- Adaptabilidad por adhesión al tejido circundante.
- Microirregularidades superficiales que permiten la estabilización de la membrana sin sutura.
- Asociada con algún material de relleno, Hidroxiapatita, Hueso Liofilizado, etc., se obtiene un óptimo efecto tienda.
- El producto está esterilizado por Rayos Gamma y envasado en doble sobre termo-sellado, garantizando de esta manera su conservación y respetando al máximo su esterilidad.

FORMATO:

- Ref. 4101. Cuadrangular de 22 x 22 mm. Caja de 6 unidades

UTILIZACIÓN:

- Para la regeneración tisular guiada en implantología.
- Para la prevención de la atrofia ósea post-extracción.
- Para la utilización en los procedimientos quirúrgicos en periodoncia.
- La parte rugosa debe ir colocada en el interior adherida al hueso.
- La parte lisa es la exterior adherida a la encía.

PRESENTACIÓN:

- En cajas de seis membranas.
- Debe conservarse a temperatura ambiente, y evitar la exposición a más de 40°.
- Homologado según Directiva Europea 93/42/CEE, CE 0373

Idrossilapatite Micrometrica AT®

Calcium hydroxyapatite con calcium sulfate y calcium phosphate

Idrossilapatite micrometrica AT

REF. 2607

80,00 €

2 viales de 0,5g.

- Granulometría 200-800 μm .
- Reabsorción entre 4 y 10 semanas.



Idrossilapatite AT®

Monouso. Calcium hydroxyapatite

Idrossilapatite AT

REF. 2609

50,00 €

2 viales de 1g.

- Granulometría 200-500 μm .
- Reabsorción a partir de 6 meses.



Cerasorb



Disponible en los siguientes granulados:

REF. 900100505

245,00 €

150-500 μm
5 viales de 0,5g.

REF. 900200505

245,00 €

500-1.000 μm
5 viales de 0,5g.

REF. 900300505

245,00 €

1.000-2.000 μm
5 viales de 0,5g.

CERASORB® es un β -tricalcio fosfato de fase pura, reabsorbible y de origen sintético.

PROPIEDADES:

CERASORB® cumple tres funciones diferentes en el hueso defectuoso:

- CERASORB® **reserva espacio** para el hueso en formación.
- Funciona como **guía** dirigiendo el crecimiento del hueso.
- Es un **depósito de minerales** que facilita un crecimiento óptimo de los huesos y desaparece sin dejar residuos durante el proceso de regeneración ósea.

VENTAJAS:

Las ventajas que ofrece el material CERASORB® se pueden resumir de la siguiente forma:

- Pureza de fase de la cerámica (**>99%**)
- Funciona como guía y como "guarda espacio"
- Porosidad interconectada
- Reconversión en hueso vital y permanente
- Reabsorción simultánea con el crecimiento del hueso
- Biocompatibilidad
- Evita el riesgo de transmisión de infecciones
- Apto para transportar sustancias que estimulen el crecimiento
- **Certificado el uso en combinación con plasma con alto contenido de plaqueta**

Cerasorb Jeringa Paste



Es Cerasorb (fosfato tricalcico) mezclado en ácido hialurónico, lo que acelera el proceso de reacción del hueso en 3 ó 4 meses. Muy cómodo de uso.

REF. 9001304041
133,00 €

1u. de 0,5cc.

REF. 9001304051
240,00 €

1u. de 1cc.

Osbone Granulate



Hidroxiapatita sintética en fase pura, rápida osteointegración y sin riesgo de alergias, dimensionalmente muy estable. Osbone es muy adecuado para aumentos laterales, para defectos grandes y para diabéticos. Cuando se usa Osbone se puede poner el implante directamente al mismo tiempo, el material constituye inmediatamente una base sólida permaneciendo en la herida, no hay que esperar para poner el implante.

REF. 9000801001
99,00 €

200-1000 Micras
Caja de 1u de 1cc.

REF. 9000901001
99,00 €

1000-2000 Micras
Caja de 1u de 1cc.

Stypro



STYPRO
REF. 9310000030
29,00 €

Esponjitas hemostáticas de colágeno porcino que reabsorben hasta 50 veces el propio peso.

Caja de 30 u.
10x10x10 cm.

Membranas y chinchetas Ty-System

Sistema de chinchetas y membranas de titanio para hueso

curasan



- Impactador para clavar las chinchetas, con una punta de titanio.
- Destornillador de punta hexagonal para retirar las chinchetas.
- Caja estéril de titanio para guardar y agarrar las chinchetas.
- Chinchetas de titanio de 3 mm. (10 unidades).
- Chinchetas de titanio de 5 mm. (5 unidades).

¡Manejo fácil, hasta con tratamientos innovadores!

- Las chinchetas de titanio presentan una fácil solución para fijar y retirar membranas para la reconstrucción ósea, reuniendo todas las ventajas de los clavos y de los tornillos, según el lema: "Clávelas y luego desatornillelas".
- El nuevo sistema brinda membranas de titanio en dos espesores: 20 µm y 40 µm de 40x30 mm.
- Las chinchetas y la membrana son electropasivos, bioeléctricamente neutrales.

REF.	DESCRIPCIÓN	PVP
TI-SYSTEM	T-SISTEMA: Impactador, desatornillador, contenedor, 10 chinchetas de 3 mm. y 5 chinchetas de 5 mm.	467,00 €
9000810001	Membrana de Titanio 20 µm 40x30 mm.	95,00 €
9000810002	Membrana de Titanio 40 µm 40x30 mm.	85,00 €
9000810106	5 Chinchetas de Titanio de 3 mm. de largo	66,00 €
9000810107	10 Chinchetas de Titanio de 3 mm. de largo	112,00 €
9000810108	5 Chinchetas de Titanio de 5 mm. de largo	66,00 €
9000810109	10 Chinchetas de Titanio de 5 mm. de largo	112,00 €
9000810101	Punta de Ti	60,00 €
9000810103	Impactador	55,00 €
9000810104	Destornillador para aflojar las chinchetas	38,00 €
9000810105	Contenedor para guardar 15 chinchetas (Ti-Steribox)	143,00 €

Recolectores de hueso

Micross y Safescraper



Micross

REF. 4049
56,00 €

Dispositivo mini-invasor para la extracción de hueso cortical en las aplicaciones quirúrgicas.



Safescraper Twist



Safescraper recto
REF. 3598
115,00 €

Caja de 3 unidades



Safescraper curvo
REF. 3987
129,00 €

Caja de 3 unidades

Recolectores de hueso



K-System: Sistema de trefina trituradora para hueso



Extracción: Aplicar la trefina con refrigeración a 500 RPM para extraer el hueso y triturarlo simultáneamente.

Con la jeringa se aplica el material óseo en el defecto.

K-System 4.2
REF. 10042
375,00 €
Jeringa 4.2 mm.

K-System 6.2
REF. 10062
375,00 €
Jeringa 6.2 mm.



K-System 3.2
REF. 10032
375,00 €
Jeringa 3.2 mm.



K-System 5.2
REF. 10052
375,00 €
Jeringa 5.2 mm.



K-System N°1
REF. 13242
960 €
Contiene: K-System 3.2
K-System 4.2
Caja N° 1
Driver



K-System N°2
REF. 25626
960 €
Contiene: K-System 5.2
K-System 6.2
Caja N° 2
Driver

Fresas de lanceta en Carburo de Tungsteno



REF.	DIÁMETRO (MM.)	LONG. TOTAL (MM.)	LONG. ÚTIL (MM.)	PRECIO
FIL-235C	2,35	26	13,5	44 €
FIL-235E	2,35	30	17,5	44 €

Trefinas



REF.	DIÁMETRO INT. (MM.)	DIÁMETRO EXT. (MM.)	LONGITUD (MM.)	MARCAS DE PROFUNDIDAD	PRECIO
FCR-300	3,0	3,8	33	5 - 10 - 15	66 €
FCR-400	4,0	4,8	33	5 - 10 - 15	66 €
FCR-500	5,0	5,8	33	5 - 10 - 15	66 €
FCR-600	6,0	6,8	33	5 - 10 - 15	66 €

Bisturí circular punch para Contra-ángulo



REF.	DIÁMETRO (MM.)	LONGITUD (MM.)	PRECIO
CMU-300	3,0	29	44 €
CMU-350	3,5	29	44 €
CMU-410	4,1	29	44 €
CMU-450	4,5	29	44 €
CMU-510	5,1	29	44 €

Destornillador manual



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
AME-1	Destornillador manual. HEX 1.25 mm. Longitud 20 mm.	44 €

Porta-llaves manual



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PCM-1	Porta-llaves manual	70 €

Destornilladores de Contra-ángulo



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ACE-1	Destornillador CA hexagonal de 1.20 mm	24 €
ACE-2	Destornillador CA hexagonal de 1.25 mm	24 €
ACE-3	Destornillador CA hexagonal de 2.0 mm	24 €
ACE-4	Destornillador CA hexagonal de 0.90 mm	24 €

Adaptador para llave dinamométrica



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ADT-4	Adaptador Ø 7 / cuadrado 4 mm.	55 €
ADT-5	Adaptador cuadrada de 4 mm. / C.A.	55 €
ADT-7	Adaptador HEX 6.35 / C.A.	55 €
ADT-8	Adaptador HEX 6.35 / cuadrado 4 mm.	55 €

Llaves dinamométricas



REF.	DESCRIPCIÓN	FUERZA (NCM)	PRECIO
CDM-6	Llave dinamométrica. Paso cuadrado de 4 mm.	25-55	265 €
CDM-12	Llave dinamométrica de conexión hexagonal 6.35 mm.	25-55	265 €
CDM-15	Llave dinamométrica. Paso cuadrado de 4 mm.	40-70	265 €

* Otras llaves en catálogo

Llaves fijas - Ratchet



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CRF-1	Llave de conexión cuadrada de 4 mm.	120 €

* Otras llaves en catálogo

Expansores de hueso



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KIT-OST1	3 expansores roscados de 1.1 a 2.3mm., 1.7 a 3.2mm. y 2.0 a 3.8mm. 1 elevador roscado	195 €

Kit de expansores de hueso



REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
KIT-OST1 + ACC + CR	KIT-OST1 + FIL-235C + ACE-3 + CRF-1 + CAJA	485 €
KIT-OST1 + ACC	KIT-OST1 + FIL-235C + ACE-3 + CAJA	370 €