



**Javier Pimienta**

## Full CONTOUR : Nuevo enfoque

Confección de una dentogingival de 3 elementos monolítica emulando la naturaleza usando MIYO esthetic y MIYO pink

**14 y 15 de Mayo 2021**

  
AMANN GIRR BACH



Dental lab  
**STD**  
*by Javier Pimienta*

### Objetivo:

Conoceremos el sistema MIYO esthetic y MIYO pink como alternativa a la estratificación convencional de la cerámica blanca y rosa. Para ello trabajaremos sobre una estructura de zirconio monolítico de 3 elementos (11-13) que anteriormente habremos preparado en forma y textura antes de infiltrarla y sinterizarla.

### Programa:

#### Día 1

16 :00 a  
20:00 H

- Presentación de MIYO como sistema estético de recubrimiento para zirconio monolítico.
- Forma y textura del zirconio en crudo. (Usaremos fresas de tungsteno, diamante, gomas y espátulas).
- Infiltración del zirconio en crudo. (Profundidad desde el comienzo).

#### Día 2

10 :00 a  
18:00 H

- Aplicación de MIYO y MIYO pink.
- Parámetros de cocción.
- Aplicación de las masas structure del sistema MIYO. (Crearemos la ilusión de profundidad y zonas de contraste para crear falsos volúmenes).
- Textura, glaseado y pulido.
- Conclusiones.

#### Instrumentos que deben traer los participantes:

- Pinceles.
- Fresas de Tungsteno, diamante y gomas blancas.
- Mascarillas.
- Gafas de seguridad.

